

Ophtalmologie – Produktkatalog

Medizinprodukte auf höchstem Qualitätsniveau.



Vertrieb durch:

 **Nordmed**
Medical Produkte GmbH

Carl-Zeiss-Str. 25
30827 Garbsen - Berenbostel
Tel.: + 49 (0) 5131 - 476208
Fax: + 49 (0) 5131 - 476210
Emai.: info@nordmed.de
Web: www.nordmed.de

Agenda:

- I. Abdecktücher
- II. Lochtücher
- III. Lochtücher, selbstklebend
- IV. Augentücher mit Inzisionsfolie
- V. Augentücher mit perforierter Inzisionsfolie
- VI. Augentücher ohne Inzisionsfolie
- VII. Instrumententischbezüge
- VIII. Beistelltischabdeckungen
- IX. OP Mäntel
- X. Schleusenwäsche
- XI. Besuchermäntel
- XII. Ergänzungsprogramm
- XIII. Katarakt OP Sets / Beispiele
- XIV. OP Sets für intravitreale Injektionen / Beispiele
- XV. Lid OP Sets / Beispiele
- XVI. Zusatzinformationen

I. Abdecktücher

Mediwell, 2-lagig

Saugfähige und flüssigkeitsundurchlässige Materialkombination.

Größe/cm	Art.-Nr.	VE / Spender
37,5 x 45	50 38 42	720 / 120
45 x 75	50 45 72	420 / 70
75 x 90	50 75 92	270 / 45
100 x 150	50 92 15	100 / 25

Mediwell Super, 2-lagig

Extrem saugfähige, reißfeste sowie flüssigkeitsundurchlässige Materialkombination.

Größe/cm	Art.-Nr.	VE / Spender
45 x 75	50 88 25	360 / 60
75 x 90	50 88 24	240 / 40
100 x 150	50 88 23	80 / 20
150 x 180	50 88 21	60 / 15

II. Lochtücher

Mediwell, 2-lagig

Saugfähige und flüssigkeitsundurchlässige Materialkombination.

Größe/cm	Art.-Nr.	VE / Spender
45 x 75, Loch Ø 6 cm, zentral	51 45 72	420 / 70
75 x 90, Loch Ø 6 cm, zentral	51 75 92	270 / 45

III. Lochtücher, selbstklebend

Mediwell Super, 2-lagig

Extrem saugfähige, reißfeste sowie flüssigkeitsundurchlässige Materialkombination.

Größe/cm	Art.-Nr.	VE / Spender
50 x 60, Loch Ø 6 cm, zentral	55 88 23	420 / 70
75 x 90, Loch 8 x 6 cm, zentral	55 89 72	240 / 40

Mediwell Super Strong, 3-lagig

Extrem saugfähige, äußerst reißfeste sowie flüssigkeitsundurchlässige Materialkombination.

Größe/cm	Art.-Nr.	VE / Spender
120 x 150, Loch 7,5 x 5 cm, dezentral	55 88 01	60 / 15
200 x 280, Loch 16 x 12 cm, dezentral	55 88 09	14 / 7

IV. Augentücher mit Inzisionsfolie

Mediwell light

Leichter SMMMS-Vliesstoff; alkohol- und flüssigkeitsabweisend, atmungsaktiv, besitzt angenehme Trageeigenschaften.

Beschreibung	Größe/cm	OP-Öffnung/cm	Art.-Nr.	VE / Spender
Augentuch mit integrierter Inzisionsfolie und einem Auffangbeutel mit Bügel	120 x 150	10 x 7	58 57 31	70 / 35
Augentuch mit integrierter Inzisionsfolie und Doppelauffangbeutel mit Bügel	160 x 255	12 x 10	55 57 51	24 / 12
Augentuch mit integrierter Inzisionsfolie und Doppelauffangbeutel mit Bügel	150 x 160	10 x 7	55 57 66	40 / 10

Mediwell soft

Besonders textilähnlicher, weicher Vliesstoff; partikelarm, alkohol - und flüssigkeitsabweisend, atmungsaktiv; sehr angenehme Trageeigenschaften

Beschreibung	Größe/cm	OP-Öffnung/cm	Art.-Nr.	VE / Spender
Augentuch mit integrierter Inzisionsfolie und einem Auffangbeutel mit Bügel	120 x 150	10 x 7	58 57 01	80 / 20
Augentuch mit integrierter Inzisionsfolie und Doppelauffangbeutel mit Bügel	150 x 240	10 x 7	58 57 03	40 / 10

V. Augentücher mit perforierter Inzisionsfolie

Mediwell light

Leichter SMMMS-Vliesstoff; alkohol- und flüssigkeitsabweisend, atmungsaktiv, besitzt angenehme Trageeigenschaften

Beschreibung	Größe/cm	OP-Öffnung/cm	Art.-Nr.	VE / Spender
Augentuch mit integrierter perforierter Inzisionsfolie und einem Auffangbeutel mit Bügel	120 x 150	10 x 7	55 57 78	60 / 15
Augentuch mit integrierter perforierter Inzisionsfolie	50 x 40	10 x 7	55 57 71	340 / 85

VI. Augentücher ohne Inzisionsfolie

Mediwell light

Leichter SMMMS-Vliesstoff; alkohol- und flüssigkeitsabweisend, atmungsaktiv, besitzt angenehme Trageigenschaften.

Beschreibung	Größe/cm	OP-Öffnung/cm	Art.-Nr.	VE / Spender
Augentuch , selbstklebend	120 x 150	10 x 7	58 57 32	70 / 35
Augentuch , selbstklebend	120 x 150	7,5 x 5	55 57 83	70 / 35
Augentuch mit Doppelauffangbeutel mit Bügeln sowie zwei Nasenbügeln	160 x 255	12 x 10	55 57 51	24 / 12

VII. Instrumententischbezüge

Colordrape

Türkise, sehr gut drapierfähige PE-Coex-Folie, flüssigkeitsundurchlässig. Vliesauflage 75 x 64 cm.

Größe/cm	Art.-Nr.	VE / Spender
80 x 145, „Economy“	54 77 12	108 / 27
80 x 145, „Standard“	54 77 14	80 / 20

VIII. Beistelltischabdeckungen

Colordrape

Türkise, sehr gut drapierfähige PE-Coex-Folie, flüssigkeitsundurchlässig. Vliesauflage 61 x 100 cm.

Größe/cm	Art.-Nr.	VE / Spender
100 x 150	54 99 01	100 / 25
150 x 180	54 99 02	80 / 20

IX. OP Mäntel

Mäntel aus Mediwell soft, unverstärkt

Spunlace-Vliesstoff, atmungsaktiv, textilähnlich, flüssigkeitsabweisend; mit je zwei Handtüchern 30 x 40 cm.

Größe	Art.-Nr.	VE / Spender
L, 130 cm	46 44 13	24 / 12
XL, 150 cm	46 44 16	24 / 12

Mäntel aus Mediwell soft, verstärkt

Spunlace-Vliesstoff, atmungsaktiv, textilähnlich, flüssigkeitsabweisend; mit je zwei Handtüchern 30 x 40 cm. Mit bakterien- und flüssigkeitsdichter PE-Innenverstärkung.

Größe	Art.-Nr.	VE / Spender
L, 130 cm	46 44 14	24 / 12
XL, 150 cm	46 44 17	24 / 12

Mäntel aus Mediwell light, unverstärkt

SMMMS-Vliesstoff, atmungsaktiv, hoher Tragekomfort, flüssigkeitsabweisend; mit je zwei Handtüchern 30 x 40 cm.

Größe	Art.-Nr.	VE / Spender
L, 130 cm	46 44 33	30 / 15
XL, 150 cm	46 44 36	28 / 14

Mäntel aus Mediwell light, verstärkt

SMMMS-Vliesstoff, atmungsaktiv, hoher Tragekomfort, flüssigkeitsabweisend; mit je zwei Handtüchern 30 x 40 cm.

Größe	Art.-Nr.	VE / Spender
L, 130 cm	46 44 34	30 / 15
XL, 150 cm	46 44 37	28 / 14

X. Schleusenwäsche

Mediwell soft, unsteril

Spunlace-Vliesstoff, atmungsaktiv, textilähnlich, flüssigkeitsabweisend; mit je zwei Handtüchern 30 x 40 cm.

Größe	Art.-Nr.	VE
Hose Gr. L	46 99 35	100
Hose Gr. XL	46 99 37	100
Shirt Gr. L	46 99 34	100
Shirt Gr. XL	46 99 36	100

XI. Besuchermäntel

Vliesstoff, unsteril

Hellgrün mit Trikotbündchen

Größe / cm	Art.-Nr.	VE
140	21511	100

XII. Ergänzungsprogramm

Inzisionsfolie

Größe / cm	Art.-Nr.	VE / Spender
10 x 18	59 10 18	900 / 150

Hockerbezug

Größe / cm	Art.-Nr.	VE / Spender
75 x 75	58 88 75	90/ 15

Armlehnenbezüge

Größe / cm	Art.-Nr.	VE / Spender
35 x 73, mit integriertem Klebestreifen	58 35 73	90 / 15
25 x 70, mit Gummizug	58 35 74	80 / 20

XIII. Katarakt OP Sets / Beispiele

Katarakt OP Set # 6625503-04

Inhalt:

- 1 Tüte 150 x 200 mm,
- 3 Wattestäbchen, kleiner Kopf
- 1 Augenklappe, universal, 7,5 x 6,5 cm, transparent
- 1 Augenkompresse 90 x 55 mm, geschlossen
- 3 Tupfer, pflaumengroß
- 1 Tüte 120 x 150 mm
- 5 Pro-Ophta-Stäbchen
- 1 Spritze 2 ml, 3-teilig, LL
- 1 Spritze 2 ml, 2-teilig, LL
- 1 Spritze 5ml, LL
- 1 Injektionskanüle 26 G x 1/2", 0,45 x 13 mm,
Farbcode: hellbraun
- 2 Injektionskanüle Nr. 1, 20 G x 1 1/2", 0,9 x 40 mm,
Farbcode: gelb
- 1 Spritze, TBC 1 ml, 1/100-teilung, BD
- 1 Augentuch 150 x 120 cm mit Inzisionsfolie und
Auffangbeutel, SMS
Sengewald 585731/9
- 1 Unterlage, wasserfest 85 x 100 cm, 2-lagig, weiß
Sengewald 628510/9
- 2 OP-Mantel, 130 cm, L, Standard, SMS
Sengewald 464433/9
- verpackt in:
- 1 Tischabdeckung 150 x 180 cm
Sengewald 549902/9
- 1 Inhaltsetikett Nordmed mit Dokumentationsetikett, 150 x 250 mm

Katarakt OP Set # 66214768-01

Inhalt:

- 1 Augentuch 120 x 150 cm, mit Inzisionsfolie und Auffangbeutel, SMS
Sengewald 585731/9
- 2 Spritze 3 ml, 3-tlg. LL, Braun
- 1 Spritze 5 ml, 2-tlg., Luer
- 2 Spritze 5 ml, 3-tlg. LL, BD
- 1 Insulinspritze 1 ml, 3tlg., Luer, U-40,
BD 300026
- 1 Hydrodissektionskanüle Sauter 27G x 7/8",
0,4 x 22 mm, grau, gebogen, vertikal
abgeflacht
Sterimedix M2273C
- 1 Viscoelastikkanüle, 23G x 7/8", 0,64 x 22 mm,
blau, gewinkelt 45°
Sterimedix M3909-01S
- 1 Injektionskanüle Nr. 16, 23 G x 1",
0,6 x 25 mm, blau, BD-Microlance
- 1 Augenkompresse 75 x 80 mm, geschlossen
- 1 Augenklappe, universal, 9 Loch
7,5 x 6,5 cm, transparent
- 10 Pro-Ophta-Stäbchen Ø 5 mm, 66 mm lang
- 1 Tupferschale, 60 ml, rund, transparent
- 2 OP-Mantel, 130 cm, L, Standard, SMS
Sengewald 464433/9
- verpackt in:
- 1 Tischabdeckung 100 x 100 cm
Sengewald 549907/9
- 1 Inhaltsetikett Nordmed mit Dokumentationsetikett,
180 x 300 mm

Katarakt OP Set # 66212999-01

Inhalt:

- 1 Tüte 120 x 150 mm
- 1 Spritze 5 ml, 3-tlg. LL, BD
- 3 Spritze 3 ml, 3-tlg. LL, BD
- 1 Wundverschlußstreifen, 12 x 100 mm
6-tlg., Blendtone, 3M B1557
Gebrauchsanweisung 9990470
- 1 Tüte 120 x 150 mm
- 10 Pro-Ophta-Stäbchen
- 2 Armlehnbezug 35 x 73 cm, sk
Sengewald 583573/9
- 1 Paar OP-Handschuhe Peha Taft plus
Gr. 7 puderfrei
- 1 Paar OP-Handschuhe Peha Taft plus
Gr. 7,5, puderfrei
- 1 OP-Mantel, XL, 150 cm, Standard,
Wickelmantel, Sengewald 464416/9
- 1 OP-Mantel, 130 cm, Standard, Wickelmantel
Sengewald 464413/9
- 1 Augentuch 120 x 150 cm, mit Inzisionsfolie
und Auffangbeutel, SMS
Sengewald 585731/9
- verpackt in:
- 1 Tischabdeckung 100 x 150 cm
Sengewald 549901/9
- 1 Inhaltsetikett Nordmed mit Dokumentationsetikett,
180 x 300 mm

XIV. OP Sets für intravitreale Injektionen / Beispiele

Intravitreales OP-Set # 66214645

Inhalt:

- 1 Augentuch 40 x 50 cm, Öffnung 7 x 10 cm, mit perforierter Inzisionsfolie, SMS
- 1 Lidsperrer
- 1 Augenmarker 3.5 / 4.0 mm
- 3 Pro-Ophta-Stäbchen
- 1 Tüte 120 x 150 mm
- verpackt in:
- 1 Unterlage wasserfest 85 x 100 cm
2-lagig, weiß
Sengewald 628510/9

Intravitreales OP-Set # 66213202

Inhalt:

- 1 OP-Mantel, 130 cm, L, Standard, SMS
Sengewald 464433/9
- 1 Augentuch 40 x 50 cm, Öffnung 7 x 10 cm, mit perforierter Inzisionsfolie, SMS
- 3 Pro-Ophta-Stäbchen
- 5 Tupfer, pflaumengroß
- 1 Lidsperrer
- 1 Augenmarker 3.5 / 4.0 mm
- verpackt in:
- 1 Unterlage wasserfest 85 x 100 cm
2-lagig, weiß
Sengewald 628510/9

Intravitreales OP-Set # 66213005-01

Inhalt:

- 1 Augenmarker 3.5 / 4.0 mm
 - 1 Lidsperrer
 - 1 Spülknopfkanüle Kunststoff, 0,9 x 70 mm
 - 1 Insulinspritze 1 ml, 3tlg., Luer, BD
 - 1 Spritze 10 ml, 2-tlg., Luer, BD
 - 1 Augentuch 120 x 150 cm Öffnung 7 x 10 cm,
zentral, mit integrierter, perforierter
Inzisionsfolie, Mediwell light,
Sengewald ID 37525
 - 3 Pro-Ophta-Stäbchen
 - 2 Mullkomresse 10 x 10 cm, 8-fach
 - 5 Tupfer, pflaumengroß
 - 1 Augenklappe, universal
7,5 x 6,5 cm, transparent
 - 2 Wattestäbchen, großer Kopf
- verpackt in:
- 1 Unterlage wasserfest 75 x 80 cm

XV. Lid OP Sets / Beispiele

Lid OP Set # 66213055-02

Inhalt:

- 2 Paar OP-Handschuhe Gammex Gr. 6,5
Puderfrei
- 2 OP-Mantel, 130 cm, L, Standard, SMS
Sengewald 464433/9
- 2 Copolymer-Handschuh, Gr. S
- 1 Skalpell Fig. 15, Cutfix
B.Braun
- 2 Abdecktuch 75 x 75 cm, 2-lagig, sk,
Sengewald 538821/9
- 20 Tupfer, eigroß (25 x 26 cm)
- 15 Pro-Ophta-Stäbchen
- 2 Spritze 10 ml, 3-tlg. LL, BD
- 1 Spritze 5 ml, 3-tlg. LL, BD
- 1 Spritze 3 ml, 3-tlg. LL, Braun
- 1 Injektionskanüle Nr. 1, 20 G x 1 1/2",
0,9 x 40 mm, gelb, BD-Microlance
- 1 Injektionskanüle Sterican Nr. 18, 26 G x 1",
0,45 x 25 mm, B.Braun
- verpackt in:
1 Abdecktuch 75 x 90 cm, 2-lagig
Mediwell super, Sengewald 508824/9

Lid OP Set # 66215863**Inhalt:**

- 1 Lochtuch 75 x 90 cm, mit Klebeblatt
Ø 6 x 8 cm, zentral, Mediwell super, 2-lagig,
Sengewald 558972/9
- 10 Pro-Ophta-Stäbchen Ø 5 mm, 66 mm lang
- 20 Mullkompressen 10 x 10 cm, 8-fach
- verpackt in:
- 1 Abdecktuch 100 x 150 cm, 2-lagig,
Mediwell Super, Sengewald 508823/9

XVI. Zusatzinformationen

Auszug Hauptkatalog:

Beim Ophtalmologie-Katalog handelt es sich um einen Auszug aus unserem Hauptkatalog. Weitere Artikel mit anderen Größen sowie Materialien finden Sie dort bzw. können Sie gern bei uns anfragen. Unseren Hauptkatalog können Sie u.a. als pdf. Datei unter www.nordmed.de einsehen.

Begriffserklärung:

VE = Verpackungseinheit
sk = selbstklebend

Mindestbestellmenge / Lieferkosten:

Die Mindestbestellmenge beträgt eine Verpackungseinheit (VE). Lieferungen ab einem Gesamtkaufpreis von 150,00 EUR netto erfolgen **frei Haus**. Bei Bestellungen unter 150,00 EUR netto, berechnen wir eine Versandkostenpauschale in Höhe von 7,50 EUR netto. Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese können Sie unserer Homepage auf www.nordmed.de entnehmen.

Preise / Lieferzeit:

Die Preise der jeweiligen Artikel erhalten Sie auf Anfrage. Da es sich bei den nachstehenden Artikeln um Standardartikel handelt, sind diese in der Regel zu sofort lieferbar.

Individuelle OP Sets:

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Einsatz im OP. Gerne fertigen wir nach Ihren Anforderungen und Wünschen ein individuelles OP Set an. Als Anregung finden Sie unter Punkt XIII. einige Beispiele für bereits bestehende Individual-OP-Sets.